

Igła do odbarczania odmy
nr katalogowy 382268 (14 GA x 3,25")



Kaniula wykonana z kontrastującego w promieniach RTG materiału Teflon™ z ostrzem poddawany termu obróbce, zapewnia doskonałe właściwości penetracyjne. Pakowana jednorazowo, sterylnie, opakowanie foliowo papierowe.

- Igła z potrójnym ostrzem.
- Przezroczysta komora wypływu zwrotnego.
- Pełen zakres rozmiarów Gauge od 10G x 76 mm do 24G x 19 mm.
- Dostępne większe długości: (rozmiary 14G i 16G dostępne z kaniulą długości 83 mm i 133 mm).
- Kompatybilny z BD Luer-Lock™.
- Pakowana sterylnie, opakowanie papierowo foliowe.
- Oznaczona znakiem CE.
- Nie zawiera lateksu.
- Producent: Becton Dickinson