



TVAC

CE REF TM-909

NSN: 6515-01-540-7206

Jednorazowy przenośny ssak firmy TyTek Medical z wytrzymałą silikonową gruszką działa niezawodnie nawet w najtrudniejszych warunkach klimatycznych bez utraty siły ssania. Ręczny ssak TVAC jest dostarczany w przyjaznym dla użytkownika kompaktowym opakowaniu. Wystarczy wyciągnąć wbudowaną rurkę i rozpocząć procedurę odsysania. Ssak nie zawiera żadnych dużych ani kruchych części, które mogłyby ulec uszkodzeniu. Po użyciu należy umieścić cały ręczny ssak TVAC z powrotem w opakowaniu, zamknąć, odstąpić etykietę informującą o zagrożeniu biologicznym na opakowaniu i odpowiednio zutylizować. To całkowicie eliminuje możliwość zakażenia krzyżowego.

Specyfikacja:

- Mocna, silikonowa gruszka wytwarza podciśnienie ok. 110 mmHg
- Objętość worka zbiorczego > 1000 ml
- Elastyczna, niezawodna silikonowa gruszka zapobiega utracie ssania nawet w najtrudniejszych warunkach klimatycznych
- Wyprofilowana końcówka rurki ssącej zapobiega uszkodzeniom tkanek podczas stosowania
- Niezawodne, proste i niedrogie ręczne urządzenie ssące do usuwania niedrożności dróg oddechowych
- Łatwa utylizacja eliminuje obawy o zakażenia krzyżowe



Fenton Pharmaceuticals

Fenton Pharmaceuticals Ltd

Fenton House 4 Hampstead Gate 1a Frognal London NW3 6AL, United Kingdom

+44 (0)20 7433 8595 | mail@fent-pharm.co.uk | www.fentonpharmaceuticals.com