

Worek samorozprężalny składany

MICRO BVM

Model MB003/MBVM-G



Worek samorozprężalny Micro BVM (Bag – Valve - Mask) to klasyczny resuscytator spakowany w formę małego krążka, ułatwiając w ten sposób magazynowanie i przenoszenie.

Micro BVM to kompletny worek samorozprężalny, z maską twarzową #5, zastawką pacjenta, rezerwuarem tlenu, łącznikiem do drenu tlenowego dł. 9cm. oraz przewód tlenowy o długości 200cm. Całość została zamknięta w sztywnym opakowaniu, co pozwala przenosić go w możliwie najmniejszej formie z zachowaniem bezpieczeństwa dla całego zestawu.

Został opracowany z myślą o przenośnych zestawach resuscytacyjnych i tlenowych, gdzie rozmiar i waga mają największe znaczenie.

Dane techniczne:

1	Masa pacjenta	≥ 40 kg
2	Martwa przestrzeń	≤ 6 ml
3	Opór wydechowy	3,4 cm H ₂ O
4	Opór wdechowy	-4,5 cm H ₂ O
5	Stężenie dostarczanego O ₂	55% (przy 2 L/min) do 100% (przy 8 L/min)
6	Wymiary zewnętrzne resuscytatora	217 mm x 121 mm (średnica)
7	Wymiary opakowania resuscytatora	70 mm x 134 mm (średnica)
8	Waga elementów składowych	Resuscytator 273g, opakowanie 140g, maska 87g, razem: 500g
9	Objętość rezerwuaru	2600 ml
10	Przewód tlenowy	200 cm
11	Łącznik tlenowy	90mm x 6mm
12	Łącznik pacjenta	Zewnętrznie 22mm męski wtyk, wewnątrz 15mm żeński wtyk.
13	Łącznik wydechowy do PEEP	30mm męski wtyk
14	Temperatura pracy	-18°C do +50°C
15	Temperatura przechowywania	-40°C do +60°C zgodnie z EN ISO 10651-4:2002

Wyposażenie dodatkowe:

Mechaniczny filtr oddechowy 112-RMGR-300

Antybakteryjny - antywirusowy dla dorosłych.

Ochrona przed HIV, Hepatitis C, TBC.

Brak wymiennika ciepła i wilgoci

