

Koc izotermiczny BPS-01S



Unikalny koc izotermiczny Blizzard Survival Blanket Small przeznaczony jest do zapewnienia komfortu termicznego w każdych, nawet najbardziej niekorzystnych warunkach atmosferycznych. Jego 3 warstwowa konstrukcja z folii aluminiowej falowanej zapewnia izolację od atmosfery zewnętrznej na najwyższym poziomie. Pomiędzy 3 warstwami folii tworzą się przestrzenie w których powietrze jest ogrzewane i magazynowane dając dodatkową warstwę izolacyjną. Koc jest pakowany próżniowo dzięki czemu możliwe stało się zmniejszenie jego wymiarów transportowych.

- kolor koca: srebrny, pomarańczowy lub zielony
- wymiary koca spakowanego: 20 x 11 x 3cm
- wymiary koca rozłożonego: 1,9 x 2,4 m
- objętość spakowanego koca: 0,71L
- waga koca spakowanego: 320 gram.