

Nosze **FERNO** **Paraguard** Excel

Wszechstronne rozwiązanie do ewakuacji z ograniczonych przestrzeni,
pionowej lub poziomej.



WIĘCEJ INFORMACJI
NA DRUGIEJ STRONIE

Specyfikacja

FERNO – globalny lider w innowacyjnych rozwiązaniach transportowych i ewakuacyjnych

Długość	Szerokość	Głębokość	Waga	Obciążenie robocze
920 mm (złożone, w walizce)	270 mm (złożone, w walizce)	150 mm (złożone, w walizce)	11.5 kg	136kg / 21st / 300lbs
1820 mm (rozłożone)	270 mm (bez bocznych płacht)	75 mm (rozłożone)	16 kg (z akcesoriami)	

J. Posmyk Mil-Sys Sp. k.
Czerniowiecka 9/27
02-705, Warszawa
NIP: 525-258-7272
REGON: 147232541
KRS: 0000507428



www.paramedica-milsys.pl



Nosze **FERNO** **Paraguard** Excel

Zaufaj naszym ratunkowym wybieranym przez NATO do operacji poszukiwawczo-ratowniczych

Jeśli szukasz doskonałych, wszechstronnych i sprawdzonych noszy ratunkowych, Paraguard Excel firmy Ferno nie ma sobie równych. Kompaktowe i łatwe w obsłudze, zostały zaprojektowane z myślą zarówno o transporcie poziomym, jak i pionowym. Nic więc dziwnego, że ich konstrukcja zyskała aprobatę i jest używana przez wiele służb i organizacji na całym świecie – w tym przez NATO.

- **Idealne do użycia w trudno dostępnych miejscach** – zaprojektowane z myślą o skutecznym działaniu w wymagających warunkach, takich jak zawalone budynki, wypadki przemysłowe czy wąskie przestrzenie
- **Łatwe w transporcie** – uchwyty transportowe montowane na końcach głowy i nóg noszy umożliwiają dwóm ratownikom łatwiejsze przenoszenie poszkodowanego
- **Szybkie i proste w użyciu** – system pasów z oznaczeniami kolorystycznymi pozwala na łatwe i szybkie unieruchomienie klatki piersiowej, ramion, ud i podudzi
- **Bezpieczne i stabilne** – trzypunktowy, antypoślizgowy pasek na czoło stabilizuje głowę, zapewniając skuteczną jej unieruchomienie; dodatkowy pasek w kształcie ósemki utrzymuje stopy, zapobiegając ich przesunięciu
- **Higieniczne i łatwe w utrzymaniu** – odporne na olej, wodę i smary, niepodatne na gnienie, z łatwymi do czyszczenia, całkowicie zgrzewanymi krawędziami zapewniającymi skuteczną kontrolę zakażeń
- **Uznane i sprawdzone** – zatwierdzone do użytku przez wiele instytucji, w tym NATO; numer katalogowy NSN: 6530-99-446-9403
- **Łatwe do przechowywania** – dla wygody przechowywania i transportu nosze są pakowane w wielofunkcyjny plecak transportowy, dołączony do każdego zestawu

Opcje i akcesoria:

- **Uprząż** do podnoszenia dla łatwiejszego transportu w poziomie – czteropunktowa uprząż z lekkimi karabinkami, maksymalne obciążenie 227 kg
- **Szelki naramienne** pomagające w równomiernym rozłożeniu ciężaru – kamizelkowy styl, mocowane do uchwytów nośnych noszy Paraguard
- **Ośłona** przeciw niepogodzie dla ochrony poszkodowanego – owija się wokół pacjenta, zapewniając ochronę w trudnych warunkach pogodowych

Numer handlowy:

010795401 Paraguard Excel - kompletny system podstawowy

Akcesoria:

010773001 Paraguard czteropunktowa uprząż
010772700 Paraguard rączki przedłużające
010772801 Paraguard uprząż barkowa
010772900 Paraguard osłona dla pacjenta



Rączki przedłużające



Walizka transportowa



Ośłona dla pacjenta



Uprząż czteropunktowa

FERNO - Paraguard Excel Stretcher FPC004 08.18

J. Posmyk Mil-Sys Sp. k.
Czerniowiecka 9/27
02-705, Warszawa
NIP: 525-258-7272
REGON: 147232541
KRS: 0000507428



www.paramedica-milsys.pl

