

Ciśnieniomierz DuraShock 45



Ciśnieniomierz DS45, charakteryzuje się unikalnym zintegrowanym systemem mocowania manometru w mankiecie, przez co jest on mniejszy, lżejszy i prostszy w obsłudze. Manometr posiada możliwość obrotu zegara o 360°, co umożliwia odczyt pomiaru pod dowolnym kątem. Miękka plastikowa osłona tarczy zegara stanowi dodatkowe zabezpieczenie, zaś duża gruszka pompki oraz wysokiej jakości zawór ułatwiają pomiar.

Cechy DuraShock 45:

- Gwarancja na dokładność pomiaru 10 lat!
- Zegar wpinany w mankiet – patent Welch Allyn.
- Przeznaczony do pracy nawet w najtrudniejszych warunkach.
- Wyjątkowo trwały, odporny na wstrząsy i skutki upadku, manometr spełnia normy AAMI dotyczące odporności na wstrząsy – wytrzymuje upadek na twardą powierzchnię z wysokości 76 cm, nie wymagając ponownej kalibracji.
- Możliwość obrotu zegara o 360°, umożliwia odczyt pomiaru pod dowolnym kątem.
- Super trwały mankiet – ponad 100 000 pomiarów.
- W komplecie mankiet standardowy dla dorosłych (nr 11), kolor granatowy.
- Opcjonalnie dostępne wymienne mankiety w rozmiarach: dziecięcy (nr 9), mały dorosły (nr 10), dorosły (nr 11), dorosły długi (nr 11L), dla otyłych (nr 12), dla otyłych długi (nr 12L), udowy (nr 13).
- Łatwa i szybka wymiana mankietu.
- Najlżejsza dostępna konstrukcja (70g) to wygoda pracy i łatwość przenoszenia.
- Bardzo dokładny pomiar ± 3 mmHg – utrzymuje kalibrację dłużej niż tradycyjne manometry.
- Łatwe czyszczenie i sterylizacja.
- Nie zawiera lateksu.
- Tani w eksploatacji.

Producent: [Welch Allyn](http://www.welchallyn.com)

Numer katalogowy: DS 45-11

