

Termometr Braun Theromoscan PRO 6000



Braun PRO 6000 to następca modelu Pro 4000. W nowym termometrze wykorzystano zaawansowaną technologię w celu uzyskania jeszcze dokładniejszych pomiarów w zróżnicowanych warunkach otoczenia oraz obciążenia użytkownika.

Dlaczego pomiar w uchu? Zalety pomiaru:

- łatwość dostępu i szybkość
- mniej inwazyjne dla pacjenta niż doustna, pachowa lub doodbytnicza metoda pomiaru temperatury
- brak kontaktu z membraną
- szybki i wiarygodny pomiar u dużej liczby pacjentów
- badania kliniczne wykazały, że ucho ma doskonałe odzwierciedlenie temperatury organizmu

W jaki sposób Welch Allyn Braun ThermoScan PRO 6000 dokonuje pomiaru?

Gdy Braun PRO 6000 umieszczony jest w uchu, nieprzerwanie monitoruje za pomocą podczerwieni temperaturę błony bębenkowej oraz otaczających ją tkanek aż do uzyskania pomiaru, który zostaje przedstawiony na czytelnym wyświetlaczu.

Zaawansowana technologia:

- Innowacyjna technologia PerfectTemp™ dostosowuje się do zmienności umieszczenia sondy
- ExacTemp™ technologia wykrywa stabilność sondy podczas pomiarów

- Podgrzewana głowica czujnika umożliwia dokładny pomiar przy zmiennych temperaturach otaczających sondę oraz podnosi komfort pacjenta w trakcie badania
- Zaprojektowany z wykorzystaniem tworzyw spełniających normy medyczne
- Elektroniczne i mechaniczne zabezpieczenie przed kradzieżą i niepożądanym uruchomieniem (opcja)
- Kapturki ochronne na sondę są miękkie dla zwiększenia komfortu, a jednocześnie pomagają zminimalizować niebezpieczeństwo zarażenia krzyżowego
- Odczyty temperatury są szybkie i dokładne - idealna metoda dla pacjentów, którzy nie są w stanie współpracować w trakcie pomiaru

Specyfikacja:

- ✓ Czas pomiaru: 2-3 sekundy
- ✓ Wyświetlany zakres temperatur: 20,0 ° C do 42,2 ° C
- ✓ Zakres temperatury pracy: 10,0 ° C do 40,0 ° C
- ✓ Dokładność: $\pm 0,2$ ° C w zakresie 35,0 ° C do 42,0 ° C
- ✓ Rodzaj wyświetlacza: Podświetlany wyświetlacz ciekłokrystaliczny
- ✓ Automatyczne wyłączenie: Po około 10 sekundach po ostatnim pomiarze
- ✓ Bateria: 2 x 1,5 V typ AA (alkaliczne) lub Akumulator
- ✓ Żywotność baterii: 1000 pomiarów (alkaliczne AA); 700 pomiarów na w pełni naładowany

Numer katalogowy: 06000-200