

NOSZE MedEvac4 STANAG 2040 NATO



Nosze MedEvac4 Fold STANAG 2040 produkowane są zgodnie ze standardami NATO (STANAG 2040). Lekka rama wykonana z Altrunium® składa się w czterech miejscach, co umożliwia kompaktowy transport i przechowywanie, a jednocześnie zachowuje wyjątkowo wysoką nośność. Nosze wyposażone są w 6 wbudowanych punktów mocowania stojaka na kroplówki, umożliwiających podwieszenie worków z płynami infuzyjnymi.

SPECYFIKACJA	
Wymiary po rozłożeniu	2286 mm x 575 mm x 168 mm
Wymiary po złożeniu	540 mm x 225 mm x 240 mm
Materiał poszycia	Wodoodporna, trudnopalna siatka perforowana. Łatwa do dezynfekcji i czyszczenia, nie reaguje na wybielacz. Testowana na obciążenie do 1225 kg
Rama	Rama Altrunium®, testowana na obciążenie do 1225 kg
Uchwyty	Wysuwane, z automatyczną blokadą, ergonomiczne
Waga	7,8 kg
Znak CE	Tak