

## PAS DO STABILIZACJI MIEDNICY

### TPB TRAUMA PELVIC BINDER



Opaska TPB umożliwia szybkie i łatwe uzyskanie obwodowej, równomiernej oraz kontrolowanej stabilizacji w obrębie miednicy.

Została zaprojektowana dla pacjentów z podejrzeniem urazu miednicy. TPB pozwala na jednoczesne obwodowe zamknięcie, które precyzyjnie uciska miednicę, wspomagając wczesną stabilizację oraz zmniejszając ryzyko krwotoku.

Konstrukcja urządzenia zapobiega nadmiernemu uciskowi, zapewniając bezpieczne i skuteczne zastosowanie.

Dzięki systemowi bloczkowemu urządzenie można łatwo założyć i wyregulować jedną ręką, co umożliwia jego użycie przez jednego przeszkolonego pracownika medycznego, zawsze zgodnie z obowiązującymi lokalnymi procedurami.

TPB jest w 100% przezierny dla promieniowania i kompatybilny z badaniami RTG, rezonansem magnetycznym (MRI) oraz tomografią komputerową (CT). Zawiera również zdejmowany pasek widoczny w promieniach X, który ułatwia identyfikację urządzenia u pacjenta oraz poprawia interpretację obrazów radiologicznych.

Pas TPB łączy innowacyjność, łatwość użycia i precyzję, stanowiąc niezbędne narzędzie w leczeniu pacjentów z urazami miednicy.

Spełnia wytyczne American College of Surgeons dotyczące najlepszych praktyk w leczeniu złamań miednicy z towarzyszącym krwotokiem.



- **Kompatybilność radiologiczna**

Kompatybilny z RTG, rezonansem magnetycznym (MRI) oraz tomografią komputerową (CT)

- **Zintegrowany system bloczkowy**

Równomiernie rozkłada siłę zamknięcia, łącząc precyzję mechaniczną z łatwością użytkowania

- **Ergonomiczny**

Zaprojektowany do szybszego i bardziej precyzyjnego zakładania

- **Kompaktowy**

Kompaktowa konstrukcja ułatwiająca transport i przechowywanie

### Specyfikacja produktu

MODEL	WYMIARY	KOLOR
EME-100-001	140 cm x 20 cm	Pomarańczowy
EME-100-002	140 cm x 20 cm	Czarny